

Извлечение иглы из имплантируемого порта

Дополнительную информацию
см. в буклете «Руководство
по инфузионной терапии».

*Данная информация не заменяет собой профессиональные
рекомендации. Всегда следуйте рекомендациям вашего врача,
медсестры или фармацевта.*

Обзор

Имплантируемый порт, обычно именуемый «порт», часто устанавливается пациентам, которым требуется продолжительная внутривенная терапия. Порт позволяет получать внутривенный доступ после одного укола иглой, а также может использоваться с целью получения образцов крови для лабораторных анализов.

Начало работы

- Используйте чистую рабочую область.
- Тщательно вымойте руки, используя антибактериальное мыло и теплую воду (*если мыла и воды нет, используйте очищающее средство на спиртовой основе*).
- Вытрите руки чистым полотенцем.

1 | Подготовьте необходимые принадлежности:

- A. Промывочные шприцы.
 - ____ мл солевого раствора.
 - ____ мл гепаринового раствора ____ ед./мл гепаринового раствора.
- B. Спиртовые салфетки.
- C. Стерильная марля.
- D. Нестерильные перчатки.
- E. Бандаж (*при необходимости*).
- F. Контейнер для острых предметов.

2 | Приготовьте промывочные шприцы

- A. Перед использованием шприца с усилием надавите на рукоятку поршня, не снимая колпачок наконечника, до тех пор пока не почувствуете, что поршень сдвинулся.
- B. Выпустите воздух и излишек раствора, открутив колпачок наконечника и продвинув поршень вперед. Выдавите лишний раствор, чтобы в шприце осталось количество в соответствии с указаниями медсестры.
- C. Установите колпачок наконечника обратно, не прикасаясь к наконечнику рукой. Если вы прикоснетесь к нему, вам нужно будет начать все заново, используя чистый шприц. Отложите шприц в сторону до тех пор, пока вы не будете готовы к его использованию.
- D. Повторите процедуру для всех необходимых промывочных шприцев.

3 | Промойте набор для удлинения иглы порта солевым раствором

- A. Протрите инъекционный колпачок спиртовой салфеткой в течение как минимум 15 СЕКУНД, а затем высушите его на воздухе.
- B. Используя подготовленный промывочный шприц с солевым раствором из шага 2, снимите защитный колпачок. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.
- C. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к инъекционному колпачку и разблокируйте трубку при необходимости.

D. Промойте трубку, используя пульсирующую технику («нажатие/пауза»). **НЕ** пытайтесь промывать катетер при наличии сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- _____ мл солевого раствора

E. Отсоедините и выбросьте промывочный шприц с солевым раствором в контейнер для мусора.

4 | Промойте набор для удлинения иглы порта гепариновым раствором (если у порта нет наконечника Groshong, как у портов PowerPort)

A. Протрите инъекционный колпачок спиртовой салфеткой в течение как минимум 15 СЕКУНД, а затем высушите его на воздухе.

B. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с гепариновым раствором. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после снятия колпачка.

C. Подсоедините промывочный шприц с гепариновым раствором к инъекционному колпачку и разблокируйте трубку при необходимости.

D. Промойте трубку, используя пульсирующую технику («нажатие/пауза»). **НЕ** пытайтесь промывать катетер при наличии сопротивления; позвоните медсестре или фармацевту.

- _____ мл гепаринового раствора _____ ед./мл гепаринового раствора

E. Заблокируйте трубку.

F. Отсоедините или выбросьте промывочный шприц с гепариновым раствором в контейнер для мусора.

5 | Извлеките иглу из порта

A. Снимите повязку и удерживайте порт в неподвижном положении пальцами одной руки. *(Если снимает повязку и извлекает иглу не пациент, а другой человек, то он должен использовать нестерильные перчатки.)*

B. Другой рукой оттягивайте иглу до тех пор, пока не услышите щелчок, свидетельствующий об активации устройства.

C. Извлеките иглу и поместите ее в контейнер для острых предметов.

D. В случае возникновения кровотечения обеспечьте давление при помощи стерильного бинта до тех пор, пока кровотечение не прекратится, и (или) наложите бандаж, если это необходимо.

Потенциальные осложнения

Важно оперативно сообщать о любых потенциальных осложнениях врачу или медсестре.

Дополнительную информацию об уходе за портом см. в предоставленной инструкции «Уход за портом».